

4つのもみ玉がこった筋肉を捉え、もみほぐします。



ふわもこ素材の MOMITIME

振動 ヒーター もみ 簡単操作



4つのもみ玉  
ヒーター機能付き  
もみ+振動

製品イメージ



製品仕様	
販売名	もみたいむ
品番	MCR8315
製品サイズ	W420 × D370 × H180mm
製品質量	約 1.2kg (ACアダプター含む)
材質	本体 / ポリエステル、PU(ポリウレタン) 操作部 / ABS(アクリロニトリルブタジエ ンスチレン共重合合成樹脂)
定格電圧	AC100V (50/60Hz)
定格消費電力	12W(電動機 8.0W/電熱部 4.0W)
定格時間	15分
生産国	中国
J A N	4969182509205

医療機器認証番号:224AKBZX00101000

▲ 安全に関するご注意

ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

- 本製品は一般家庭用マッサージ器です。絶対に業務用として使用しないでください。また、直接骨位にあたる部位には使用しないでください。けがや事故のおそれがあります。
- 医師からマッサージを禁じられている方は、本製品を使用しないでください。  
例：血栓(血塞)症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など
- 医師の治療を受けている方や、下記に該当する方は、必ず医師に相談のうえ、その指示に従ってください。

○ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人。○悪性しゅよう(腫瘍)のある人。○心臓に障害のある人。○温度感覚喪失のある人。○妊娠初期の不安定期または出産直後の人。○糖尿病などによる高度な末梢(脚)循環障害からくる知覚障害のある人。○皮膚に創傷のある人。○安静を必要とする人。○体温38℃以上(有熱期)の人。例1)急性炎症症状【けん(傷)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。例2)衰弱しているとき。○骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性【と(後)痛性]疾患の人。○けがをしている人。○かつて治療を受けたところ、また疾患部へ使用する人。○脊椎に異常のある人又は背骨が左右に曲がっている人。○その他、医療機関で治療中の人。○上記以外に身体に異常を感じている人。

- うつ伏せ、仰向けの姿勢で頭部や顔面に使用しないでください。けがや事故の原因となります。
- 本体のすき間には絶対に手・足などを入れないでください。けがや事故のおそれがあります。
- カバーが破れた状態では使用しないでください。けがや事故のおそれがあります。
- 本機は連続使用耐久時間は最高15分です。マッサージは15分以上しないでください。また同じ部位へ3分以上マッサージしないでください。身体へ必要以上の刺激を与え逆効果となるおそれがあります。
- 15分以上の連続動作はお止めください。また、ご使用後1時間は使用ししないでください。
- 本製品をテレビやラジオの近くでご使用されますと、テレビの画像やラジオの音声にノイズ(雑音)が入ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動させてください。
- 湯気、湿気の多い場所や室温が10℃以下35℃以上の状態では使用しないでください。正常に作動しなくなるおそれがあり、製品の劣化も早めます。
- 機器の上に立ったり、無理に体重をかけるご使用はお止めください。

お買い求め、ご相談は当店へ

取扱方法などご不明な点は

お問い合わせ先  
アルインコフィットネス カスタマーサービス課  
TEL:0120-30-4515  
受付時間 AM10:00~PM4:00 (平日PM12:00~1:00、土日祝除く)  
<http://www.alinco.co.jp/> アルインコ ホームページ  
アルインコ株式会社 フィットネス事業部  
〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-4-9/淀屋橋ダイビル  
TEL.(06)7636-2350 FAX.(06)6208-3886

※本カタログに掲載されている小道具類はイメージであり、商品には付属されていません。 ※掲載の製品の色調は印刷のため、実物と多少異なる場合があります。 ※掲載の製品のデザイン・使用の一部変更している場合があります。 ※このカタログの内容は2015年4月現在のものです。 ver.1.0 FNLEINH-

首・肩をしっかりマッサージ

お家をいちばん  
癒される空間に



# 肩・首を手もみのようなきもちよさで揉みほぐす

手もみをイメージしたもみ玉・ヒーターであたためながら気持ちよくマッサージ・肩や首にぴったりフィットする形状



フィットする  
4つのもみ玉

広範囲にしっかり当たる  
突起付き・こだわり仕様のもみ玉



## 手もみ感覚

4つのもみ玉が手もみのような気持ちよさで首筋をしっかり揉みほぐします。



## 「振動」も選べる！

本体が心地よく振動し、血行を促進しながらマッサージ効果を高めます。



## ヒーター機能

人肌程度のあったかもみ玉で筋肉をじんわりと温め、血行を促進してマッサージします。  
※ヒーターはボタンひとつでON/OFFできます。



## 簡単操作

もみの速さもボタンを押すだけでカンタン調節。すぐにマッサージを始められます。

色んな部位にお使いいただけます  
疲れたところを自由にマッサージできます。



肩・首に



腰に



ふとももに



ふくらはぎに

< CGイメージ >



どこにでも！  
しっかり当たって  
気持ちいい

使い方次第で様々な部位にご使用いただけます。

## ふわもこ素材

やわらかで肌触りのよい素材を採用。

## 15分オートオフ機能

マッサージ開始から15分で自動で電源が切れます。揉みすぎ・切り忘れを防止でき安心、安全です。

## 1ヶ月の電気代：約3円

1日15分の使用で、1ヶ月の電気料金が約3円。経済的です。\*電気量料金単価 27円/kwhで算出

## 軽くて持ち運びもカンタン

軽くて持ち運び・収納や取り出しがラク。お好きな場所でいつでも気軽にお使いいただけます。

## 効果・効能

疲労回復

血行促進

筋肉のこり・疲れをほぐす

神経痛・筋肉痛の緩和

