

1番疲れやすい
親指のつけ根(母指球)を
しっかりブッシュ!



きゅ〜っとほぐす癒しの時間♪

■ お買い求めに関するご相談は ■

■ 安全に関するご注意 ■

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●本製品は一般家庭用マッサージ器です。●医師からマッサージを禁じられている方は、本製品を使用しないでください。例) 血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など●医師の治療を受けている方や下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示にしたがってください。
・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している方。・悪性しゅよう(腫瘍)のある方。・心臓に障害のある方。・温度感覚喪失のある方。・妊娠初期の不安定期又は出産直後の方。・糖尿病などによる高血糖な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある方。・皮膚に創傷のある方。・安静を必要とする方。・体温38℃以上(有熱期)の方。例1)急性炎症症状【けん(腫)息感、悪寒、血圧変動など】の強い時期。例2)衰弱しているとき。・骨粗しょう(鬆)症の方、せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性【どう(疼)痛性】疾患の方。・ケガをしている方。・かつて治療を受けたところ、また疾患部へ使用の方。・せきつい(脊椎)に異常のある方、又は背骨が左右に曲がっている方。・その他、医療機関で治療中の方。・上記以外に身体に異常を感じている方。
●身体の不自由な方は、必ず介護の方の付き添いの上でご使用ください。●ヒーター部は表面が熱くなるため、熱に敏感な方は使用しないでください。●本製品は必ず屋内でご使用ください。●日本国内でご使用ください。

■ 製品に関するお問い合わせ ■

☎ 0120-30-4515 受付時間 10:00~12:00、13:00~16:00(土・日・祝祭日、弊社休業日を除く)
アレルインコ株式会社 フィットネス事業部 カスタマーサービス課 大阪府高槻市三島江 1-1-1

公式SNSアカウント



@ALINCO_Corporation



@alino_fitness



@alino_fitness

Web カタログはこちら



●製品の色調は印刷物と実物で多少異なることがあります。
●改良のため、仕様・外観を一部変更している場合があります。あらかじめご了承ください。

管理医療機器

FNL1EMNL- ver.1.0



Hand massager
HAND EASE

MCR6019 (P/W) ハンドマッサージャー ハンドイーズ

毎日の手の疲れを癒してくれる、
手軽なハンドマッサージャー

a rela
massage

特許 / 意匠出願中

ホッとリラックス ♪ ハンドケア♡

「毎日の家事」や「スマホの操作」、「パソコンの作業」など、毎日の何気ない動作が、手の疲れに繋がっています。気づかない間にこり固まって疲れている手をしっかりほぐし、癒してあげましょう。



手の全体を
しっかりホールド

ぎゅーっ



charming point

point 1 12層のエアバッグがうねり揉み



指をうねり揉み
1度に5本の指を
上下から挟み込んで
うねり揉み



母指球を加圧
親指のつけ根を
ピンポイントで
マッサージ



point 2 2種類のプログラムコース

緑ランプ (P) 手のひら重点コース 青ランプ (P) 指先しっかりコース



その日の疲れに
合わせて

point 3 強さ調節2段階 point 4 ヒーターであったか

エアアの強さを選べます。



温めながらマッサージ♪
マッサージ効果を
アシストします。



easy to use

難しい操作がらず、簡単にお使いいただけます。



- P プログラム(2種類)
プログラムを切替え
- || エアー調節
エアーの「弱・強」を切替え
- ⋯ ヒーター機能
ヒーターのON/OFF
- ⏻ 電源
電源のON/OFF

other function



オートオフタイマー
もみ過ぎ・切り忘れを防止する、
約10分のオートオフタイマー
機能が内蔵されています。



1ヶ月の電気代 約2円
経済的にご使用いただけます。
※1日10分使用の場合
※電力料金単価27円/kwhで計算

accessories



ビニール手袋




※お試し用4枚付き

ハンドクリームなどを手に塗って使用するときは、
ビニール手袋をご使用ください。

※付属のビニール手袋は使い捨てタイプのお試し用です。
付属のビニール手袋を使い切りましたら、市販のビニール手袋をご使用ください。

収納袋



使わないときは収納袋に
入れて保管できます。

効果・効能

- 疲労回復 ● 血行促進 ● 筋肉のコリ・疲れをほぐす ● 神経痛・筋肉痛の緩和

製品仕様

○販売名:ハンドマッサージャー ハンドイーズ ○品番:MCR6019(P/W) ○製品サイズ:W175×D176×H104mm ○製品質量(重量):約760g(ACアダプター含む) ○電源:AC100V(50-60Hz) ○消費電力:11.5W(電熱部5.5W) ○定格時間:10分 ○電気代:約2円/月※1日あたり10分使用の場合 ※電力料金単価27円/kwhで算出 ○主な材質:本体…ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、ナイロン 収納袋…綿 ○JAN MCR6019(P):4969182516494 MCR6019(W):4969182515213 ○生産国:中国 ○医療機器認証番号:301AGBZX00038000

pink



MCR6019(P)

white



MCR6019(W)