

家庭用電気マッサージ器 モミっくすキュッとラボ

- 品番：MCR4613 (P)
- 製品サイズ：W565×D463×H455mm
- 製品重量：約 13.0kg
- 材質：本体 / ABS 布カバー / ポリエステル
- 電源：AC100V(50/60Hz)
- 定格消費電力：30W
- 定格時間 15分
- 生産国：中国
- JANコード：4969182505689
- 医療機器認証番号：224AKBZX00092000



●正面イメージ ●側面イメージ

一ヶ月の電気代
約**4.4**円※1
(1日あたり15分)

布カバー洗濯可能

布カバーは取り外して洗濯をする事が可能。※2



※1：電気料金単価 22円 /kwh から計算しております。家庭での月間総消費電力量により、実際の単価は異なります。
※2：洗濯の際はラベル表示に従って洗濯を行ってください。

安全に関するご注意 ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

●本製品は一般家庭用・マッサージ器です。絶対に業務用として使用しないでください。直接骨部にあたる部位には使用しないでください。けがや事故の恐れがあります。●医師からマッサージを禁じられている方は、本製品を使用しないでください。

例：血栓（血塞）症、重度の動脈硬化（瘤）、急性静脈血栓（瘤）、各種皮膚炎、皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など
●医師の治療を受けている方や、下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。

①ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医療用電気機器を使用している人 ②悪性しゅよう（腫瘍）のある人 ③心臓に障害のある人 ④温度感覚喪失のある人 ⑤妊娠初期の不安定期または出産直後の人 ⑥糖尿病などによる高度な末梢（梢）循環障害からなる知覚障害のある人 ⑦皮膚に創傷のある人 ⑧安静を必要とする人 ⑨体温38℃以上（有熱期）の人（例1：急性炎症症状【けい（倍）怠感、悪寒、血圧変動など】の強い時期 / 例2：衰弱しているとき）⑩骨粗しょう（鬆）症の人、せきせい（脊椎）の骨折、ねんざ（捻挫）、肉離れなど、急性【どう（疼）痛性】疾患の人 ⑪脚にケガをしている人 ⑫かつて治療を受けたところ、また疾患部へ使用する人 ⑬脊椎に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人 ⑭その他、医療機関で治療中の人 ⑮上記以外に身体に異常を感じている人

●脚以外の部位へのマッサージには使用しないで下さい。また、直接骨部にあたる部位には使用しないで下さい。けがや事故の恐れがあります。●本体のすき間には絶対に手・足などを入れてください。けがや事故の恐れがあります。●カバーが外れたら、破れた状態では使用しないで下さい。けがや事故の原因になります。●本機の連続使用耐久時間は最高15分です。15分以上の連続作動はお止めください。また、ご使用後1時間は使用にならないで下さい。●本製品をテレビやラジオの近くでご使用されますと、テレビの画像やラジオの音声（雑音）が入ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動させてください。●湯気・湿気の多い場所や室温が10℃以下35℃以上の状態では使用しないで下さい。正常に作動しなくなる恐れがあり、製品の劣化も早めます。●必ず椅子や床などに腰掛けた状態でご使用下さい。機器の上にとったり、無理に体重をかけるご使用はお止めください。

お買い求め、ご相談は当店へ

アルインコ製品のお買い物・取扱い方法・その他ご不明な点は

アルインコフィットネス サービスセンター

フリーダイヤル
0120-30-4515

受付時間 AM10:00~PM4:00 (平日PM12:00~1:00、土日祭日除く)

アルインコホームページ

<http://www.alinco.co.jp/>

アルインコ株式会社 フィットネス事業部

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-4-9/淀屋橋ダイビル12F
TEL.(06)7636-2350 FAX.(06)208-3886

※本カタログに掲載されている小道具類はイメージであり、商品には付属されていません。 ※掲載の製品の色調は印刷の色、実物と多少異なる場合があります。

※掲載の製品のデザイン・仕様は一部変更している場合があります。 ※このカタログの内容は2012年9月現在のものです。

FNLLIEFM- Ver.1.0

手もみ感覚が
疲れた足もしつかり癒す!

合計**36**枚の
エアバック内蔵

足全体を
もみほぐす!



キュッと
Labo
MCR4613

ふくらはぎ 足裏
足首・かかと
つま先・足の甲

効果・効能

疲労回復

血行促進

筋肉のコリ・疲れをほぐす

神経痛・筋肉痛の緩和

足全体を包み込み、足裏やかかと、ふくらはぎをしっかりとマッサージ!

左右で36枚のエアバックが足全体をしっかりとみほぐす!

多数のエアバックが優しく足を包み込み手もみ感覚で疲れた足をもみほぐします。また、足全体をしっかりとカバーすることにより、もみ残す部分をなくします。

Massage 1

ふくらはぎ



ふくらはぎの両側に、ワイドなエアバックを内蔵。ふくらはぎ全体を包み込み本当に手でつかんでいるようなマッサージをします。圧迫と開放でしっかりとみほぐします。

Massage 2

足首・かかと



かかから足首にかけて左右の突起でつまみ上げるマッサージを行います。手でつままれているような感覚が癖になりそうです。

Massage 3

足裏



6つのエアバックが3つのポイント(突起)を押し上げ足裏をしっかりと刺激します。血行を促進させて疲れを吹き飛ばします。



▲ エアバックイメージ ▲

Massage 4

つま先・足の甲



左右の大きなエアバックが足を左右から挟みこんで力強くマッサージします。しっかりとホールド感が気持ちいい!

簡単に操作できるコントロールパネル!

本体に内蔵されたコントロールパネルでコースや強度の調節がワンタッチで簡単。

コントロールパネルで操作がすごく簡単!



使用状態はランプで確認!

切/入ボタン 電源のON/OFFを行います。

急停止ボタン ボタンを押すと緊急停止します。

コースボタン コースボタンを押すと、あらかじめ内蔵されたプログラムが作動します。

手動ボタン 足裏とふくらはぎの2種類の手動コースを選択することが出来ます。

強さボタン マッサージ強度を3段階調節できます。

振動ボタン 振動マッサージのON/OFFを行います。

多彩なマッサージメニューで疲れを癒す!

プログラムで足全体をマッサージする【自動コース】と、部位別にマッサージができる【手動コース】など多彩なマッサージメニューで疲れた足を癒してくれます。

自動コース...【しっかり】コースと【やすらぎ】コースの2種類のコースがあります。

- しっかり** しっかりした開放と圧迫を繰り返し、脚・足裏をマッサージ。
- やすらぎ** 脚と足裏をやさしく低圧で包み込むマッサージコースです。

手動コース...【足裏】コースと【ふくらはぎ】コースの2種類のコースがあります。

- 足裏** 足裏中心のマッサージを行います。
- ふくらはぎ** ふくらはぎ中心のマッサージを行います。

振動マッサージ... 振動マッサージでふくらはぎ部を優しく癒します。

リクライニング機能

自分好みの姿勢でマッサージ!



無段階調節

イスに座って!



床に寝転んで!



床に座って!



だ・か・ら!多彩な使い道ができちゃう!