

家庭用電気マッサージ器 首マッサージャー もみたいむ

- 品番：MCR8300
- 製品サイズ：W420×D370×H180mm
- 製品重量：約1.2kg(ACアダプター含む)
- 材質：本体/PU 操作部/ABS
- 電源：AC100V(50/60Hz)
- 定格消費電力：12W(電動機8W/電熱部4W)
- 定格時間：15分
- 生産国：中国
- JANコード：4969182505399



医療機器認証番号：224AKBZX00101000

月々の電気代もお得!

2.2円/月※

1日15分使用の場合

※電力量料金単価 22円 /kwh から計算しております。家庭での月間総消費電力量により、実際の単価は異なります。

⚠️ 安全に関するご注意 ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

●本製品は一般家庭用・マッサージ器です。絶対に業務用として使用しないでください。直接骨部にあたる部位には使用しないでください。けがや事故の恐れがあります。●医師からマッサージを禁じられている方は、本製品を使用しないでください。

例：血栓（血塞）症、重度の動脈けいゆう（癩）、急性静脈けいゆう（癩）、各種皮膚炎、皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など

●医師の治療を受けている方や、下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。

① ベースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医療用電気機器を使用している人 ② 悪性けいゆう（腫瘍）のある人 ③ 心臓に障害のある人 ④ 温度感覚喪失のある方 ⑤ 妊娠初期の不安定期または出産直後の人 ⑥ 糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害からくる知覚障害のある人 ⑦ 皮膚に創傷のある人 ⑧ 安静を必要とする人 ⑨ 体温38℃以上（有熱期）の人（例1：急性炎症症状【けん（瘧）怠感、悪寒、血圧変動など】の強い時期 / 例2：衰弱しているとき）⑩ 骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（背椎）の骨折、ねんざ（捻挫）、肉離れなど、急性【とう（疼）痛性】疾患の人 ⑪ 脚にケガをしている人 ⑫ かつて治療を受けたところ、また疾患部へ使用する人 ⑬ その他、医療機関で治療中のの人 ⑭ 上記以外に身体に異常を感じている人

●本製品は必ず屋内で使用してください。●本体のすき間には絶対に手・足などを入れてください。けがや事故の恐れがあります。●直射日光が当たる場所や高温多湿な場所には保管しないでください。変形や変色の原因になります。●本製品を水または他の液体に浸したりしないでください。また、お風呂場などの湯気湿気の多い場所での使用・保管はしないでください。故障や感電・漏電・発火の原因になります。●本製品の分解・改造は行わないでください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。修理につきましては、まず当社サービスセンターまでご相談下さい。●専用アダプター以外は使用しないでください。火災や感電、故障の原因になります。●本製品の使用は15分までにしてください。●本製品をテレビやラジオの近くでご使用されますと、テレビの画像やラジオの音声にノイズ（雑音）が入ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動させてください。

お買い求め、ご相談は当店へ

アルインコ製品のお買い物・取扱い方法・その他不明な点は

アルインコフィットネス サービスセンター

フリーダイヤル

0120-30-4515

受付時間 AM10:00～PM4:00（平日PM12:00～1:00、土日祭除く）

アルインコホームページ

<http://www.alinco.co.jp/>

アルインコ株式会社 フィットネス事業部

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-4-9/淀屋橋ダイビル1F
TEL.(06)7636-2350 FAX.(06)6208-3886

※本カタログに掲載されている小道具類はイメージであり、商品には付属されていません。 ※掲載の製品の色調は印刷の差、実物と多少異なる場合があります。 ※掲載の製品のデザイン・仕様は一部変更している場合があります。 ※このカタログの内容は2012年9月現在のものです。



首マッサージャー もみたいむ

MOMI TIME

【効果・効能】

- 疲労回復 ●筋肉の疲れをとる
- 血行をよくする ●筋肉のこりをほぐす
- 神経痛・筋肉痛の痛みの緩和

1日の首の疲れをリフレッシュ!

手もみ感覚が味わえるマッサージャー

- 大小4つのもみ玉が筋肉を力強くマッサージ
- もみ玉にはポカポカあたたまるヒーター機能搭載
- もみ玉の回転の速度調節ができます。
- 肩部がブルブルふるえる振動マッサージを搭載



グイグイ動くもみ玉はヒーター機能付き、これでポカポカ♪ 疲れてかたくなった筋肉をほぐします♪

こった部分の筋肉をピンポイントでもみほぐしてくれるハンドル付のマッサージャーです。



首はもちろん、いろんな部位にお使いいただけます

首以外のマッサージにも使えるから便利です。ハンドルがついているから、腰に当てるマッサージもとてもラクです♪

首・肩



腰



太もも

まるで手もみのような感覚!

重たい頭を支えている首の筋肉は知らず知らずのうちに疲れています。1日の疲れを手もみ感覚が味わえる本格的なもみ玉でしっかりほぐしてください。疲れたカラダを自宅で手軽にリフレッシュしましょう。



さらに振動で血行を促進したり、ヒーターでぽかぽかあたたまるなど、便利な機能が付いています。

もみたいむの使い方



【電源ボタン】を押し、もみ玉を動作させてマッサージを開始。

両手でハンドルを握り、本体のもみヘッド部に首に当てます。

もみ玉が首を挟みこむように本体を調節してください。

もみたいむの特徴

振動マッサージ



肩部が心地よく振動し、血行を促進させる事でマッサージ効果をアシストしてくれます。

ACアダプター&アダプターコード



もみヘッド部



もみ玉はヒーター機能を内蔵。ぽかぽかして気持ちいい♪ (ヒーター使用時はランプが点灯)

ハンドル



マッサージ中はハンドルを軽く握って本体を固定します。軽く引っ張るだけでお好みの強度に調節できます。

コントロールパネル

操作もかんたん♪コントロールパネル 欲しい刺激をダイレクトに選べます♪

操作が簡単なコントロールパネルが付いているからとっても使いやすい！ハンドルのすぐ上の部分についているので操作もしやすいです。

● ボタンの機能一覧



電源ボタン

電源ボタンを押すとマッサージが開始。もう一度押すとマッサージが終了します。



もみ もみボタン

ボタンを押すごとにもみ玉の速度が「遅い→速い→停止」で切り替わります。



振動 振動ボタン

ボタンを押すごとに、振動マッサージの「入 / 切」が切り替わります。



ヒーター ヒーターボタン

ボタンを押すごとにヒーターの「入 / 切」が切り替わります。



● 安全にご使用いただくための機能もございます。

オートオフ機能… 開始後 15 分経過すると自動的に動作を停止します。