

## 好きなときに好きな場所で 疲れを癒せるマッサージャー



## ぎゅ〜っと揉んで じんわりぽかぽか

人肌程度に温まるぽかぽかヒーター付き。  
血行促進をアシストします。  
まるで手もみ感覚の気持ちよさです。

※ヒーターはアームバーに搭載されています。



手もみされて  
いるようで  
気持ちいい♪

### ■ お買い求めに関するご相談は ■

### ■ 安全に関するご注意 ■

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●本製品は一般家庭用マッサージャーです。●医師からマッサージを禁じられている方は、本製品を使用しないでください。例) 血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など●医師の治療を受けている方や下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示にしたがってください。

・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している方。・悪性しゅよう(腫瘍)のある方。・心臓に障害のある方。・温度感覚喪失のある方。・妊娠初期の不安定期又は出産直後の方。・糖尿病などによる高度な末しょう(脚)痛痺障害からくる知覚障害のある方。・皮膚に創傷のある方。・安静を必要とする方。・体温38℃以上(有熱期)の方。例1)急性炎症症状【けん(働)息感、悪寒、血圧変動など】の強い時期。例2)衰弱しているとき。・骨粗しょう(脆)症の方、せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性【とう(疼)痛性】疾患の方。・ケガをしている方。・かつて治療を受けたところ、また疾患部へ使用する方。・せきつい(脊椎)に異常のある方、又は背骨が左右に曲がっている方。・その他、医療機関で治療中の方。・上記以外に身体に異常を感じている方。

●身体の不自由な方は、必ず介護の方の付き添いの上でご使用ください。●ヒーター部は表面が熱くなるため、熱に敏感な方は使用しないでください。●本製品は必ず屋内でご使用ください。●日本国内でご使用ください。

### ■ 製品に関するお問い合わせ ■

☎ 0120-30-4515 受付時間 10:00~12:00、13:00~16:00(土・日・祝祭日、弊社休業日を除く)  
アリンコ株式会社 フィットネス事業部 カスタマーサービス課 大阪府高槻市三島江 1-1-1

### 公式SNSアカウント



@ALINCO\_Corporation



@alino\_fitness



@alino\_fitness

Web カタログはこちら



●製品の色調は印刷物と実物で多少異なることがあります。  
●改良のため、仕様・外観を一部変更している場合があります。あらかじめご了承ください。

管理医療機器

FNL1EMNH- ver.1.0

“自由”に“気まま”に、  
どこでも首マッサージ



a rela  
massage

MCR8719 (T)  
コードレス首マッサージャー もみたいむ



## コードレスでもっと自由に！ いつでもどこでもマッサージ

ドライブの休憩中にも、部屋で動画やテレビを観ながらでも…  
場所を選ばず自由に使える、コードレスタイプのマッサージャーです。



長時間の運転にも  
疲れたカラダをしっかりとほぐす

コードレスなので車内に持ち込んで  
使用できます。

※運転しながらのご使用は  
しないでください



部屋で動画を観たり  
ゴロゴロしながら

お部屋でのリラックスタイムにも。  
ぜひ、動画やテレビを  
楽しみながらご使用ください



## 充電式でストレスフリー

コンセントのない場所でも気軽に使用できる、  
コードレスタイプのマッサージャー。自分の好きな  
タイミングで、好きな場所でマッサージできます。

1度の充電で、4回使用可能



## もみアーム×もみボールで首と肩を同時に

親指で押しながらかぐすイメージの「もみボール」に、  
つかみもみの動作をする「もみアーム」を搭載。  
2つのもみで、首を挟みながら肩を揉みほぐし、  
一度に広範囲をマッサージします。



ぎゅーっ  
と押さえる

※画像はイメージです。



4ヶ所を同時にマッサージ



もみボール

もみアーム

もみボール

## 選べるマッサージモード

本体側面についた4つのボタンで操作します。

電源ボタン …電源のON、OFFができます。

モードボタン …マッサージモードの切替ができます。  
1.つかみもみ正転 2.つかみもみ反転 3.指圧モード

はやさボタン …マッサージの速度の切替ができます。

ヒーターボタン…ヒーターのON、OFFができます。



ボタン  
アップ

## 色々な部位にお使いいただけます



首にも

腰にも

引っ張って  
強さ調節

握りやすい  
ハンドル

ふくらませても

足裏にも

## 便利な機能・電気料金

オート  
タイマー 10分

もみ過ぎ・切り忘れの防止になります。

※1日10分使用の場合  
※電気料金単価27円/kwhで計算

一ヶ月の  
電気代 約2円

経済的にご使用いただけます。

## 効果・効能、製品仕様

効果・効能…● 疲労回復 ● 血行促進 ● 筋肉のコリ・疲れをほぐす  
● 神経痛・筋肉痛の緩和

製品仕様

○販売名:コードレス首マッサージャー もみたいむ ○品番:MCR8719 ○製品  
サイズ:W530×D565×H200mm ○製品質量(重量):約2.2kg(ACアダプター  
含む) ○電源:AC100V 50-60Hz ○定格消費電力:14W(電熱部2W) ○定  
格時間:10分 ○電気代:約2円/月※1日あたり10分使用の場合 ※電気料金  
単価27円/kwhで算出 ○主な材質:本体…ポリエステル、ポリウレタン ○JAN:  
4969182515657 ○生産国:中国  
○医療機器認証番号:230AGBZX00031000