

MSC2119

マッサージチェア 2119

管理医療機器

WEBカタログ



付属品



効果・効能

- ・疲労回復 ・血行促進 ・筋肉のコリ・疲れをほぐす
- ・神経痛・筋肉痛の緩和

製品仕様

製品サイズ / W680×D1,040×H990mm 最大リクライニング時：W680×D1,405×H795mm	主な材質 / 合成皮革、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)
製品質量(重量) / 約54.0kg	認証番号 / 301AGBZX00086000
電気定格 / AC100V 50/60Hz	JANコード / 4969182515206
消費電力 / 65W(電熱部26W)	生産国 / 中国
定格時間 / 15分	
電気代の目安 / 約14円/月(マッサージを1日15分使用した場合) ※電力量料金単価2.7円/kwh(税込)で算出	

安全に関するご注意

ご使用前に必ず付属の「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- この記載の商品は国内一般家庭用です。
- 本製品は一般家庭用・マッサージ器です。絶対に業務用として使用しないでください。直接骨部にあたる部位には使用しないでください。ケガや事故のおそれがあります。
- お子様には使用させないでください。保護者の方は、お子様が本製品を遊具として使用しないよう十分ご注意ください。また、動物などをお近づけないようご注意ください。
- 医師の治療を受けている方や、下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示にしたがってください。
- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内挿込み型電気機器を使用している方。
- 悪性しゅよう(腫瘍)のある方。
- 心臓に障害のある方。
- 温度感覚喪失のある方。
- 妊娠初期の不安定期又は出産直後の方。
- 糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある方。
- 皮膚に創傷のある方。
- 安静を必要とする方。
- 体温38℃以上(有熱期)の方。
- 例1 急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。
- 例2 衰弱しているとき。
- 骨粗しょう(鬆)症の方、せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の方。
- 脚にケガをしている方。
- かつて治療を受けたところ、また疾患部へ使用する方。
- 脊椎に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている方。
- その他、医療機関で治療中の方。
- 使用しても効果が表れない場合は、医師又は専門家に相談してください。
- 上記以外に身体に異常を感じている方。
- リクライニングするときは、必ず周囲(本体の前部、後部、側部、下部など)に人やペット、物が無いことを確認してください。事故やケガ、家財を傷めるおそれがあります。
- リクライニングするときは、下記のような本体の隙間に手、指、脚や頭を入れないようにしてください。
- ・脚部の下側・本体の後側・本体の前側
事故やケガのおそれがあります。
- リクライニングしているときは、脚部や背もたれ部の上部に座らないでください。利用者や本体が転倒して、事故やケガのおそれがあります。
- リクライニングしているときには、乗り降りしないでください。利用者や本体が転倒して、事故やケガのおそれがあります。
- アースを確実に取り付けてください。アースを取り付けていないと、故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

公式SNSアカウント



@ALINCO.Corporation @alinco_fitness @alinco_fitness

取り扱い方法・ご不明な点は

アルインコフィットネス カスタマーサービス課

0120-30-4515 アルインコ株式会社 フィットネス事業部
受付時間 AM10:00~PM4:00(平日PM12:00~1:00、土日祝除く) カスタマーサービス課 大阪府高槻市三島江 1-1-1

- 製品の色調は印刷物と実物で多少異なることがあります。
- 改良のため、仕様・外観を一部変更している場合があります。あらかじめご了承ください。

MASSAGE CHAIR

マッサージチェア 2119 | MSC2119

落ち着ける場所、くつろげる空間

年齢・環境で変わりゆくライフスタイル。

そんな目まぐるしい日々の中にも多彩なマッサージや心地よさで、毎日の生活を豊かにする幸せ。

カラダも心も開放してしっかりほぐす喜び。そんな時間を届けたい充実の日々をあなたに届けるマッサージチェア。



お問い合わせに関するご相談は



少しずつ変わっていく、わたしの環境。

変わらない豊かな、わたしの時間。

何もしなくても疲れたり、筋肉は固まったり、カラダに疲労が溜まります。
そんなカラダをしっかりほぐし、毎日豊かに充実した生活を送る時間をお贈りします。

Discerning massage

手技では真似できない、多彩なマッサージで全身をすっきりほぐします

もみや指圧など5種類のもみ技に3種類の自動コース、お好みの部位を指定し集中してほぐすマニュアルモードから選べます。

<p>もみ</p>  <p>もみ玉が左右に動き、円を描くように力強くローリング。コリ固まった筋肉を、しっかりと和らげます。</p>	<p>ストレッチ</p>  <p>指圧形状で、コリのポイントにしっかり入り込み、もみ上げ・もみ下げの動作で力強くほぐします。</p>	<p>たたき</p>  <p>コリの深い部分まで届くようにしっかり叩きます。</p>	<p>太もも エアーマッサージ</p>  <p>太ももまわりをエアでしっかりホールド。心地いい締め付けと開放でほぐします。</p>	<p>脚部 エアーマッサージ</p>  <p>ふくらはぎをエアで包み込むようにホールド。締め付けと開放を繰り返しながら疲れをとります。</p>
---	---	---	--	--

自動コース | コリや疲れに合わせて選べるコース。

疲労回復 → やすらぎ → クイック

全身 (首・肩・背中) 全身 (腰メイン) 全身 マッサージ


マニュアル | マッサージの種類と部位を選べるコース。

もみたたき もみ たたき ストレッチ エア

全身 上部 背中 下部 任意の位置

L字型マッサージ



もみ玉可動域が約90cmあるもみ玉で、肩から太もも裏の筋肉まで、しっかりほぐします。



Slide reclining

スライドリクライニング

背もたれが前方にスライドするように動きます。壁から本体まで約35cmあれば、設置できます。



Other features

キャスター

レイアウトを変更するときや掃除のときなど、ちょっとした移動がしやすいキャスターが付いています。
※量の上では転がさないでください。



ヒーター機能

フット部には、ヒーター機能が搭載されており、マッサージをアシストします。



収納できるフットレスト

フットレストは出し入れでき、使わないときは足元部分を収納できます。



コントローラー

押しやすく見やすいボタンで、操作もノンストレス。使わないときは、収納ポケットですっきりしまえます。



取り外しができる枕

マッサージ強度が弱いときは枕を外して、強いときは枕を着けて強度を調節できます。



座面シート

座面におけるシートがあるので、座り心地がよく気持ちよくマッサージを楽しめます。

